


# VISOR DE PELÍCULAS MÉDICAS LED

## Visor de rayos X LED

## Negatoscopio LED



## Especificaciones del producto

Modelo	Soltero(DQ-1B)	Doble(DQ-2B)	Triple(DQ-3B)	Cuádruple(DQ-4B)
Tamaño externo(L *W*H mm)	475*510*25	860*510*25	1190*510*25	1550*510*25
Tamaño del área visual(L *W mm)	355*415	740*415	1075*415	1445*415
Potencia máx.	30W	60W	90W	120W
Temperatura de color	4000-9000K	4000-9000K	4000-9000K	4000-9000K
Ver panel	Sistema de atenuación PWM,rango desde 1%~ 100% , Luminancia:0~4500cd/m			
Uniformidad de brillo	≥90%			
Vida útil de la bombilla Led	100,000hrs			
Forma de instalación	Montaje en pared, montaje en soporte			
Ámbito de aplicación	Película general, película digital, película de mamografía de mama.			
Condición de aplicación	La luminancia ambiental de la sala de observación debe ser inferior a 100 lux			
función	Sensor opcional, brillo ajustable			



**NANCHANG MICARE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.**

TEL: +86-79188127989/88164329

WEBSITE: [www.micare.cn](http://www.micare.cn), [www.nclaite.com](http://www.nclaite.com)

E-MAIL: [info@micare.cn](mailto:info@micare.cn)

# VISOR DE PELÍCULAS MÉDICAS LED

## Visor de rayos X LED


## Negatoscopio LED




## Especificaciones del producto

Modelo	Soltero(ZG-1C)	Doble(ZG-2C)	Triple(ZG-3C)	Cuádruple(ZG-4C)
Tamaño externo(L *W*H mm)	485*506*25	838*506*25	1198*506*25	1558*506*25
Tamaño del área visual(L *W mm)	360*425	720*425	1080*425	1440*425
Potencia máx.	30W	60W	90W	120W
Especificación LED	LED SMD súper brillante, 144pcs / banco; CCT 2 9000K ; Vida útil≥100,000 h			
Voltaje de potencia y frecuencia	Potencia adaptativa global incorporada; AC90V-240V 50/60Hz			
Ver luminancia del panel	Sistema de atenuación PWM, se puede modular rango de 1% a 100% continuamente, luminancia: 0 ~ 4500cd / m2			
Activación automática de la película	El panel se iluminará automáticamente cuando se inserte la película y se apagará cuando se aleje			
Uniformidad de brillo	≥90%			
Dispositivo de clip de película	Tipo de compresión oblicua de rodillo SS			
Forma de instalación	Montaje en pared, montaje en soporte			
Ámbito de aplicación	Película general, película digital, película de mamografía de mama.			
Condición de aplicación	La luminancia ambiental de la sala de observación debe ser inferior a 100 lux			
función	Sensor , brillo ajustable			





## DQ Series



## ZG Series